

一度のご使用で尿石・黄ばみ・悪臭・詰まりを解消！

トレピカワン・シリーズ



粘性を強め、洗浄力がUP

強力な酸の力でトイレを丸洗い (液剤タイプ)

トレピカワン・L Clear

成分：塩化水素・界面活性剤・除菌剤・金属腐食防止剤・増粘剤 容量：1リットル

便器の見えない所にこびり付き、黄色から茶色や黒く変色した尿石。これがあのイヤな悪臭の原因です。トレピカワン・L Clearでトイレを丸洗いし、尿石や黄ばみ汚れを徹底洗浄して下さい。小便器の目皿の下の尿石も溶かします。

- 石灰化した尿石を速やかに軟らかくし溶解除去します
- 強力な酸の力でこびり付いた黄ばみ汚れを分解します
- 配管を錆から守る金属腐食防止剤入りだから安心です
- 医薬用外劇物ではないので浄化槽にも使用可能です

【洋式・小便器の丸洗いの方法】

- ① 10分おきに100mlずつ3回塗布しその都度便器を洗浄します
- ② 水を流さずに、そのまま1時間ほど浸け置きます
浸け置くことで水の中や目皿の下の尿石を溶かします
- ③ 最後にもう一度擦り、いつもより多めの水を流して終了です

置いておくだけで配管を自動洗浄 (錠剤タイプ)

トレピカワン・Tシリーズ

成分：有機酸・ハロゲン化ヒダントイン・金属腐食防止剤 容量：T-25A=25g、T-50A=50g

キレイに見えるトイレなのに悪臭がするのはなぜでしょう？それは尿石が配管にこびり付いているからです。トレピカワン・Tシリーズを置いておくと、水を流す度に成分が溶け出し配管の尿石を溶かし、詰まりと悪臭を解消します。

- 有機酸が封水を弱酸性に保ち尿石の生成を予防します
- ハロゲンが雑菌の増殖を抑制し有機物の腐敗を防ぎます
- 殺菌抗菌作用がある安息香酸が嫌な悪臭を消し去ります
- 配管を錆から守る金属腐食防止剤入りだから安心です
- アプリケーター(=容器)が小便の飛び散りを防ぎます

【小便器の悪臭・詰まりの解消方法】

- ① 液剤タイプで小便器を丸洗いし、目皿の下に300ml程度の液剤を流し込み、そのまま1時間ほど浸け置きます
- ② 1時間経過したら、いつもより多めの水を流します
- ③ 配管の尿石を溶かし悪臭を消すために錠剤を目皿に置きます



T-25A=25g



T-50A=50g

使用上の注意：ご使用前に必ず使用マニュアルをよく読み正しくご使用下さい/用途以外には使用しないで下さい/ご使用時はゴム手袋を着用下さい/本剤に直接酸性アルカリ性の液剤をかけないで下さい。分解ガスが発生し危険です/皮膚に付いた時や目に入った場合は流水で十分洗い流し異常が残る場合は医師の診察を受けて下さい

▶ トイレ床のタイルの汚れには → 「速効洗浄! クイック・ダッシュ」をご用命下さい ◀

販売：株式会社トムドゥ TEL.03-6215-8407 <http://www.tom-deux.com> 製造：四国化成工業株式会社